

GEL

EB09.007

Gel con el tamaño adecuado para incluir en nuestros ampularios. Pensado para poder mantener fresca la medicación en las salidas programas o urgencias. Mantener la bolsa en el congelador entre 6/12 h. Antes de aplicar la bolsa sobre la piel, envolverla con un paño limpio.



Características

- Aplicaciones: Hematomas, torceduras, hipertermia y en todos los casos donde la crioterapia sea necesaria.

Datos técnicos

Peso (aprox.)	0.12 Kg
Dimensiones (aprox.)	1 x 17 x 12 cm
Material	GEL
Color	AZUL
Capacidad (Litros) (aprox.)	0.19